

ComfiThread Retriever Sterile

D524-S




ComfiThread Retriever Sterile

ComfiThread Retriever är designad för att enkelt få tag i IUCD trådar och för att processen ska vara skonsammare för både vårdtagare och vårdgivare.

- Engångs
 - Stora "tänder" för att lättare få tag i trådarna
 - Greppvänlig
 - Styckförpackad
 - Steril
- Smälttemperatur: 100 °C
 - Ej autoklaverbar
 - Latexfri

Material Polypropylen



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
D524-S	8 g	5 st	50 st	500 g

