

4

3

2

1

F

E

D

C

B

A

 $\varnothing 91,2 \pm 0,2$ TSP

 $8,4 \begin{matrix} +0,5 \\ -0,3 \end{matrix}$
 $\varnothing 92 \pm 0,4$
 $\varnothing 88,3 \pm 0,4$
 $14,9 \begin{matrix} +0,5 \\ -0,3 \end{matrix}$
 $\varnothing 87,3 \pm 0,4$ TSP

 $(16,05)$
 $(7,65)$

Änderungen vorbehalten

Modifications reserved

Alle Rechte vorbehalten.
Weitergabe sowie Vervielfältigung
dieser Unterlage, Verwertung und
Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet.

All rights are reserved and neither this
drawing nor any information it contains
is to be used, copied, reproduced or
disclosed to others.



~~Weitergabe sowie Vervielfältigung
dieser Unterlage, Verwertung und
Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet.
Schutzvermerk nach DIN ISO 16016
beachten~~

Zulässige Abweichung
für Maße ohne Toleranz

Material

Maßstab 1:1

Behandlung

Besonderheiten

Sachnummer 82-KB01-0016x92

	Datum	Name
Bearb.	05.01.22	sp
Gepr.	05.01.22	hd
Erst.	05.01.22	sp

Petrischale 16x92
82.1472.XXX

Materialnummer

T0137902

Index

02

Blatt

1

Bl.

A

4



SARSTEDT
Aktiengesellschaft & Co. KG
D-51588 Nümbrecht

Zust.	Änderung	Datum	Name
a	überarbeitet	05.01.22	sp

Urspr.

Ers. f.: 82-KB01-0016x92/01a

Ers. d.: